

Anticorps Monoclonal Anti-Tgf Bêta 1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01137

Numéro d'article: CM0010908



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le TGF bêta 1 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Adapté pour l'étude de la signalisation TGF-bêta, du développement et de la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGF bêta 1 mAb de lapin
Remarques / Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; CAEND1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7040
GeneID	7040
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 279-390 du TGF bêta 1 humain (NP_000651.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01137
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace