

Anticorps Monoclonal Anti-Tgf Bêta 1 Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P01137

Numéro d'article: CM0006967



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD contre le TGF bêta 1. Convient pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Soutenu par UniProt P01137.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] TGF bêta 1 mAb de lapin
Remarques/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF bêta 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7040
GeneID	7040
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01137
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace