


## Anticorps Polyclonal Anti-Tgfb-1 Pour Wb, Elisa - P04202

Numéro d'article: CM0023310



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TGF- $\beta$ -1 de souris. Convient pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la fonction immunitaire, le développement et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Spécification                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Tgfb1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Remarques/Alias                  | Tgfb; Tgfb-1; TGFbeta1; TGF-beta1; Tgfb1                                                                                          |
| Espèce                           | Souris                                                                                                                            |
| ID du gène (Souris)              | 21803                                                                                                                             |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-390 de la Tgfb1 de souris (NP_035707.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée               | Souris, Rat                                                                                                                       |
| SWISS                            | P04202                                                                                                                            |
| Poids moléculaire de la protéine | 44kDa                                                                                                                             |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                      |