


Anticorps Polyclonal Anti-Tgf Bêta 1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01137

Numéro d'article: CM0021655



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TGF bêta 1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Détecte les formes de proprotéine et les formes matures. Idéal pour l'étude de la signalisation du TGF-bêta, de la régulation immunitaire et de la TEM.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGF bêta 1 pAb de lapin
Remarques/alias	CED ; LAP ; DPD1 ; TGFB ; IBDIMDE ; TGFbeta ; TGF-bêta1 ; TGF bêta 1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7040
GeneID	7040
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 291 et 390 du TGF bêta 1 humain (NP_000651.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P01137
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace