


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Récepteur Du Tgf Bêta I (Tgfbr1) Pour Wb Et Elisa - P36897

Numéro d'article: CM0007177



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le récepteur du TGF-bêta de type 1 humain (TGFBR1/ALK5), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation du TGF-bêta, de la biologie du cancer et de la recherche sur la fibrose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-récepteur du TGF bêta I (TGFBR1)
Remarques/Alias	AAT5 ; ALK5 ; ESS1 ; LDS1 ; MSSE ; SKR4 ; TBRI ; ALK-5 ; LDS1A ; LDS2A ; TBR-i ; TGFR-1 ; ACVRLK4 ; tbetaR-I ; TGF beta Receptor I (TGFBR1)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7046
GeneID	7046
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 du récepteur du TGF bêta I humain (TGFBR1) (NP_004603.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P36897
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace