


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur I Du Tgf Bêta (Tgfbr1) Pour Wb Et Elisa - P36897

Numéro d'article: CM0016349



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TGFBR1 humain, validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du TGF-bêta, de la prolifération cellulaire, de la transition épithélio-mésenchymateuse et du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Récepteur I du TGF bêta (TGFBR1), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; Récepteur I du TGF bêta (TGFBR1)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7046
GeneID	7046
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du récepteur I du TGF bêta humain (TGFBR1) (NP_004603.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P36897
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac de glace