


Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur Tgf Bêta II Pour Wb - P37173

Numéro d'article: CM0003567



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le récepteur TGF bêta II humain, validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation TGF-bêta et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-récepteur TGF bêta II
Remarques/Alias	AAT3 ; FAA3 ; LDS2 ; MFS2 ; RIIC ; LDS1B ; LDS2B ; TAAD2 ; TBR11 ; TBR-ii ; TGFR-2 ; tbetaR-II ; TGFbeta-R11 ; Récepteur TGF bêta II (TGFB2)
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7048
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-130 du récepteur TGF bêta II humain (TGFB2) (P37173))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P37173
Poids moléculaire de la protéine	65kDa/67kDa/9kDa
Expédition	Sac de glace