


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tgf Bêta Récepteur II (Tgfr2) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37173

Numéro d'article: CM0014594



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le récepteur du TGF-bêta de type 2 humain (TGFR2, P37173). Validé pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation TGF-bêta en oncologie et fibrose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TGF bêta Récepteur II
Remarques/Alias	AAT3 ; FAA3 ; LDS2 ; MFS2 ; RIIC ; LDS1B ; LDS2B ; TAAD2 ; TBR11 ; TBR-ii ; TGFR-2 ; tbetaR-II ; TGFbeta-R11 ; TGF bêta Récepteur II (TGFR2)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7048
GeneID	7048
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-280 du TGF bêta Récepteur II humain (TGFR2) (NP_003233.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37173
Poids protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace