

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tgfa Pour Wb, Elisa - P01135

Numéro d'article: CM0013185



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TGFA humain, validé pour WB et ELISA. Reconnaît le TGFA humain et de souris ; adapté aux études de la signalisation EGFR et de la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGFA Lapin pAb
Remarques/Alias	TFGA; TGFA
Espèce	Humain
ID de gène	7039
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-98 du TGFA humain (NP_001093161.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01135
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace