

Anticorps Polyclonal Anti-Tgfb111 Pour Wb, Elisa - O43294

Numéro d'article: CM0029691

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant TGFB111 (HIC5/ARA55) pour les applications Western Blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat ; détecte une protéine d'environ 50 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire et les adhésions focales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	TGFB111 Lapin pAb
Remarques/Alias	HIC5, ARA55, HIC-5, TSC-5, TGFB111
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7041
GeneID	7041
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-220 de TGFB111 humain (NP_001035919.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43294
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace