

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tgfb2 Pour Wb Et Elisa - P61812

Numéro d'article: CM0030601



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TGFB2 validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Immunogène recombinant ciblant les acides aminés 20-160. Idéal pour la recherche sur la signalisation du TGF-beta-2 et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGFB2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7042
GenelD	7042
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-160 du TGFB2 humain (NP_001129071.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61812
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace