

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tgfb2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61812

Numéro d'article: CM0020048



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le TGFB2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible la proprotéine TGF-beta2, un régulateur clé de l'angiogenèse et du développement cardiaque, idéal pour la recherche en DVI et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGFB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LD54; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7042
ID du gène	7042
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-160 du TGFB2 humain (NP_001129071.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P61812
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace