


Anticorps Monoclonal Anti-Tgfb1 (Bigh3) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15582

Numéro d'article: CM0006405



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant TGFBI (protéine ig-h3 induite par le facteur de croissance transformant bêta), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la dystrophie cornéenne et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-TGF beta induced (TGFBI)
Remarques/Alias	CSD ; CDB1 ; CDG2 ; CSD1 ; CSD2 ; CSD3 ; EBMD ; LCD1 ; BIGH3 ; CDGG1 ; TGF beta induced (TGFBI)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7045
GeneID	7045
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 550 et 650 de TGFBI humain (NP_000349.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15582
Poids protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace