


Anticorps Polyclonal Anti-Tgfb1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15582

Numéro d'article: CM0029759



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre TGFBI (BIGH3) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le TGFBI humain, souris, rat. Utile pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la matrice extracellulaire et des dystrophies cornéennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Lapin pAb TGF beta induit (TGFBI)
Remarques/Alias	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induit (TGFBI)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7045
ID de gène	7045
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 550-650 du TGF beta induit (TGFBI) humain (NP_000349.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15582
Poids moléculaire	75kDa
Expédition	Sac de glace