


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tgfb1 (Tgf Beta Induit) Pour Wb, Elisa - Q15582

Numéro d'article: CM0004300



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le TGFBI humain (TGF beta induit) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Clé pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et la dystrophie cornéenne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TGF beta induit (TGFBI) mAb Lapin
Remarques/Alias	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induit (TGFBI)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7045
ID de Gène	7045
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 550-650 du TGF beta induit humain (TGFBI) (NP_000349.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15582
Poids Protéique	75 kDa
Expédition	Sac de glace