


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tgfb1 (Tgf Bêta Induit) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15582

Numéro d'article: CM0004943



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TGFBI de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le TGFBI humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la dystrophie cornéenne et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin TGF bêta induit (TGFBI)
Remarques/Alias	CSD, CDB1, CDG2, CSD1, CSD2, CSD3, EBMD, LCD1, BIGH3, CDGG1, TGF bêta induit (TGFBI)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7045
ID du gène	7045
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15582
Poids protéique	75 kDa
Expédition	Sac de glace