

Anticorps Polyclonal Anti-Tgif1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15583

Numéro d'article: CM0019902



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TGIF1 humain (SWISS : Q15583). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour les études sur la régulation de la transcription et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGIF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HPE4 ; TGIF ; TGIF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7050
GeneID	7050
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-340 de TGIF1 humain (NP_733796.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15583
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace