


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tgm1 Pour Wb Et Elisa - P22735

Numéro d'article: CM0018521



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TGM1 humaine (transglutaminase-1) pour WB et ELISA. Détecte la TGM1 humaine, murine et de rat. Convient aux études de la cornification épidermique, de la réticulation des protéines et de la fonction de barrière cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGM1 pAb de lapin
Remarques/Alias	LI ; KTG ; LI1 ; TGK ; ICR2 ; ARCI1 ; TGASE ; TGM1
Espèce	Humaine
ID du gène	7051
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-280 de la TGM1 humaine (NP_000350.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P22735
Poids de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac réfrigérant