

Anticorps Polyclonal Anti-Tgm3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q08188

Numéro d'article: CM0026877



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TGM3 humaine (Transglutaminase 3). Convient pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la protéine TGM3 endogène (~77 kDa). Présente une réactivité croisée avec la TGM3 humaine et murine. Idéal pour les études sur la cornification et la biologie de la peau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGM3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TGE ; UHS2 ; TGM3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7053
Identifiant du gène	7053
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de la TGM3 humaine (NP_003236.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q08188
Poids moléculaire de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace