

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tgm3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q08188

Numéro d'article: CM0021739



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TGM3 humain (Transglutaminase 3). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris. Idéal pour les études de différenciation des kératinocytes, de la formation de l'enveloppe cornée et du durcissement du follicule pileux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TGM3 Lapin pAb
Remarques/Alias	TGM3; TGE; UHS2; transglutaminase 3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7053
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 291-480 du TGM3 humain (NP_003236.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q08188
Poids Protéique	76kDa
Expédition	Sac de glace