

Anticorps Polyclonal Anti-Tgm5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43548

Numéro d'article: CM0026722

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin à haute affinité dirigé contre la TGM5 humaine (Transglutaminase 5), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la réticulation et l'enveloppe cornée dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGM5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TGX; PSS2; TGM6; TGMX; TG(X); TGASE5; TGASEX; TGM5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9333
GeneID	9333
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 461-720 de la TGM5 humaine (NP_963925.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43548
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace