


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tgn46/Trafficking Protein Golgi Processor 2 (Tgolin2) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Numéro d'article: CM0019293



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TGN46/TGOLN2 humain, adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible une protéine clé du réseau trans-Golgi impliquée dans la régulation du trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TGN46/TGOLN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TGN38, TGN46, TGN48, TGN51, TTGN2, hTGN46, hTGN48, hTGN51, TGN46/TGOLN2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10618
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 323-423 du TGN46/TGOLN2 humain (NP_006455.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43493
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace