

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tgs1 Pour Wb Et Elisa - Q96Rs0

Numéro d'article: CM0030502



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TGS1 validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec la TGS1 humaine et murine, une triméthylguanosine synthase impliquée dans l'hyperméthylation de la coiffe des snARN et la formation des corps de Cajal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PIMT; PIPMT; NCOA6IP; TGS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	96764
GeneID	96764
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 714-853 de la TGS1 humaine (NP_079107.6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96RS0
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace