

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thada Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Yhu6

Numéro d'article: CM0025306



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine THADA (protéine associée à l'adénome thyroïdien, GITA/ARMC13). Validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Idéal pour l'étude de la 2'-O-méthylation des ARNt et de la biologie des adénomes thyroïdiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-THADA
Remarques/Alias	GITA ; ARMC13 ; Trm732 ; THADA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	63892
Identifiant du gène	63892
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1684-1953 de la protéine humaine THADA (NP_071348.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6YHU6
Poids moléculaire de la protéine	220 kDa
Expédition	Sac de glace