


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thap2 Pour Wb, Elisa - Q9H0W7

Numéro d'article: CM0030449



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la THAP2 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. La THAP2 est une protéine à doigt de zinc de liaison à l'ADN impliquée dans la régulation transcriptionnelle. Idéale pour la recherche sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THAP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	THAP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83591
GeneID	83591
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 83 à 228 de la THAP2 humaine (NP_113623.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H0W7
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sachet de glace