

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thap3 Pour Wb, Elisa - Q8Wtv1

Numéro d'article: CM0012931

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le THAP3 humain (ID du gène : 90326), validé pour le transfert Western et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la régulation de la transcription de RRM1 par le complexe THAP1/THAP3-HCFC1-OGT. Poids : 27 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THAP3 pAb de lapin
Remarques/Alias	THAP3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	90326
ID du gène	90326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-239 du THAP3 humain (NP_001182682.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8WTV1
Poids protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace