

Anticorps Polyclonal Anti-Thbs1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07996

Numéro d'article: CM0020535



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-thrombospondine-1 (THBS1) validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. L'immunogène recombinant correspond aux acides aminés 19 à 352 de la THBS1 humaine. Idéal pour les études sur l'angiogenèse, l'inflammation et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THBS1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TSP ; THBS ; TSP1 ; TSP-1 ; THBS-1 ; THBS1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7057
GeneID	7057
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19 à 352 de la THBS1 humaine (NP_003237.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P07996
Poids moléculaire	129 kDa
Expédition	Sac de glace