

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Thbs1 Pour Wb - P07996

Numéro d'article: CM0010494



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-THBS1 de haute qualité validé pour WB, IP, IHC-P et ELISA. Détecte la THBS1 humaine, murine et de rat (UniProt P07996). Idéal pour la recherche sur l'inflammation, l'angiogenèse et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THBS1 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	TSP ; THBS ; TSP1 ; TSP-1 ; THBS-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7057
GeneID	7057
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 19-34 de la THBS1 humaine (NP_003237.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07996
Poids moléculaire de la protéine	129 kDa / 120 kDa
Expédition	Sac de glace