

Anticorps Polyclonal Anti-Thbs2 Pour Wb, Elisa - P35442

Numéro d'article: CM0030377



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le THBS2 humain (Thrombospondine-2). Convient pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Pour les études d'adhésion cellulaire et d'anti-angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THBS2 Lapin pAb
Remarques / Alias	TSP2, THBS2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7058
ID de gène	7058
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-280 du THBS2 humain (NP_003238.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35442
Poids moléculaire	130 kDa
Expédition	Sac de glace