

Anticorps Polyclonal Anti-Themis2 Pour Wb, Elisa - Q5Tej8

Numéro d'article: CM0013995

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-THEMIS2 validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur la réponse inflammatoire des macrophages et l'activation des cellules B.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	THEMIS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ICB1; ICB-1; C1orf38; THEMIS2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9473
GeneID	9473
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la protéine THEMIS2 humaine (NP_004839.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q5TEJ8
Poids moléculaire	72 kDa
Expédition	Sac de glace