


Anticorps Monoclonal Anti-Thioredoxine 1 (Trx1/Txn) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10599

Numéro d'article: CM0011640



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la thioredoxine 1 humaine (Trx1/TXN), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Impliqué dans la régulation redox, l'apoptose et le contrôle transcriptionnel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Thioredoxine 1 (Trx1/TXN) mAb de Lapin
Remarques/Alias	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Thioredoxine 1 (Trx1/TXN)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7295
GeneID	7295
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 26-105 de la thioredoxine 1 humaine (Trx1/TXN) (P10599).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10599
Poids Protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace