


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thiorédoxine 1 (Trx1/Txn) - P10599

Numéro d'article: CM0028863



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Thiorédoxine 1 humaine (Trx1/TXN). Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris. Convient pour les études de signalisation redox et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Thiorédoxine 1 (Trx1/TXN)
Remarques/Alias	TRX ; TRDX ; TRX1 ; Trx80 ; Thiorédoxine 1 (Trx1/TXN)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7295
GeneID	7295
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P10599
Poids Moléculaire Protéique	12 kDa
Expédition	Glacière