


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Thioredoxine 2 (Txn2) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99757

Numéro d'article: CM0008902



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-thioredoxine 2 (TXN2) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Essentiel pour les recherches sur l'homéostasie des ROS mitochondriales et l'apoptose. Idéal pour le développement d'applications de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-thioredoxine 2 (Trx2/TXN2)
Remarques/Alias	TXN ; MTRX ; TRX2 ; MT-TRX ; COXPD29 ; Thioredoxine 2 (Trx2/TXN2)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	25828
ID du gène	25828
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 67 et 166 de TXN2 humain (Q99757)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q99757
Poids moléculaire	18 kDa
Expédition	Sac de glace