

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Thioredoxine Réductase 2 (Txnrd2) Pour Wb, Elisa - Q9Nnw7

Numéro d'article: CM0008079

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la thioredoxine réductase 2 (TXNRD2) humaine pour WB et ELISA. Détecte la TXNRD2 endogène dans les tissus humains, de souris et de rat ; essentiel pour la recherche sur le redox mitochondrial. SWISS : Q9NNW7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Thioredoxine réductase 2 (TXNRD2) mAb de lapin
Remarques / alias	TR; TR3; SELZ; GCCD5; TRXR2; TR-BETA; Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2)
Espèce cible	Humaine
GeneID (humain)	10587
GeneID	10587
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NNW7
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace