

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thiorédoxine Réductase 2 (Txnrd2) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnw7

Numéro d'article: CM0029125

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin recombinant ciblant la thiorédoxine réductase 2 (TXNRD2) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient aux études sur l'homéostasie redox mitochondriale et les ROS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-thiorédoxine réductase 2 (TXNRD2)
Remarques/Alias	TR, TR3, SELZ, GCCD5, TRXR2, TR-BETA, Thiorédoxine réductase 2 (TXNRD2)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10587
GeneID	10587
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-310 de la thiorédoxine réductase 2 (TXNRD2) humaine (NP_006431.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NNW7
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace