

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thiosulfate Sulfurtransferase (Tst) Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16762

Numéro d'article: CM0017286



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TST humain (thiosulfate sulfurtransferase/rhodanese), adapté pour WB, IHC-P, IP et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour les études sur la détoxification du cyanure et l'importation mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TST Lapin pAb
Remarques/Alias	RDS, TST
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7263
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-297 du TST humain (NP_003303.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16762
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace