

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thnsl1 Pour Wb Et Elisa - Q8lyq7

Numéro d'article: CM0021843

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti THNSL1 validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la thréonine synthase-like 1 dans les études d'acétylation et de protéomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	THNSL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TSH1; THNSL1
Espèce	Humain
GeneID	79896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 534-743 de THNSL1 humain (NP_079114.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8LYQ7
Poids moléculaire	83kDa
Expédition	Sac de glace