


Anticorps Polyclonal Anti-Thoc2 De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q8Ni27

Numéro d'article: CM0023460



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le THOC2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur l'export des ARNm et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THOC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	THO2, MRX12, MRX35, CXorf3, XLID12, hTREX120, dj506G2.1, THOC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57187
GeneID	57187
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 du THOC2 humain (NP_001075019.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8Ni27
Poids protéique	183 kDa
Expédition	Sac de glace