


Anticorps Polyclonal Anti-Thoc3 Pour Wb, Elisa - Q96J01

Numéro d'article: CM0013572



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant THOC3, un composant du complexe TREX impliqué dans l'export des ARNm. Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée contre l'homme et la souris. Idéal pour l'étude du traitement des ARNm et des mécanismes d'export nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THOC3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	THO3; hTREX45; THOC3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84321
GeneID	84321
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96J01
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace