


Anticorps Polyclonal Anti-Thoc4/Allyref Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86V81

Numéro d'article: CM0030835



Introduction

THOC4/ALYREF Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée contre l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'exportation d'ARNm et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THOC4/ALYREF Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
Espèce	Humain
Identifiant de gène	10189
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de THOC4/ALYREF humain (NP_005773.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86V81
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sachet de glace