


Anticorps Polyclonal Anti-Thoc6 Pour Western Blot - Q86W42

Numéro d'article: CM0019183



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le THOC6 humain (WDR58/fSAP35) pour le Western blot et l'ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins. Convient pour la recherche sur le traitement de l'ARNm et l'export nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THOC6 Lapin pAb
Remarques/Alias	WDR58, fSAP35, MMRFCGU, THOC6
Espèce	Humain
ID de gène	79228
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du THOC6 humain (NP_077315.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q86W42
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace