


Anticorps Polyclonal Anti-Thoc7 Pour Wb, Elisa - Q6I9Y2

Numéro d'article: CM0017650



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre THOC7, adapté au Western blot et à l'ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'exportation des ARNm et de la fonction du complexe TREX.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THOC7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	fSAP24; hTREX30; NIF3L1BP1; THOC7
Espèce	Humaine
ID du gène	80145
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q6I9Y2
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Gel réfrigérant