


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thop1 Pour Wb, Elisa - P52888

Numéro d'article: CM0030867



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre THOP1 humain, validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat ; détecte l'oligopeptidase thimet de 79 kDa impliquée dans le métabolisme des neuropeptides et la dégradation du bêta-amyloïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THOP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TOP; MP78; EP24.15; MEPD_HUMAN; THOP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7064
ID de gène	7064
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de THOP1 humain (NP_003240.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52888
Poids moléculaire	79kDa
Expédition	Sac de glace