


Anticorps Polyclonal Anti-Thpo Pour Wb, Elisa - P40225

Numéro d'article: CM0019673



Introduction

Le pAc de Lapin anti-THPO est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, reconnaissant le THPO humain, de souris et de rat. Détune une protéine d'environ 38 kDa ; idéal pour l'étude de la thrombopoïèse, de la régulation plaquettaire et du développement des mégacaryocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin THPO
Remarques/Alias	ML; TPO; MGDF; MKCSF; MPLLG; THCYT1; THPO
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7066
GeneID	7066
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-349 du THPO humain (NP_001171068.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40225
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace