

Anticorps Polyclonal Anti-Thra Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10827

Numéro d'article: CM0030230



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre THRA (récepteur alpha des hormones thyroïdiennes), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études de transcription des récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THRA Rabbit pAb
Remarques/Alias	AR7 ; EAR7 ; ERBA ; CHNG6 ; ERBA1 ; NR1A1 ; THRA1 ; THRA2 ; c-erbA ; ERB-T-1 ; TRalpha ; THRalpha ; TRalpha1 ; TRalpha2 ; c-ERBA-1 ; THRalpha1 ; THRalpha2 ; THRA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7067
GeneID	7067
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10827
Poids protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace