

Anticorps Polyclonal Anti-Thrap3 Pour Wb - Q9Y2W1

Numéro d'article: CM0029955

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre THRAP3 (TRAP150), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'épissage des pré-ARNm, la dégradation des ARNm et la régulation de l'horloge circadienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THRAP3 pAb de lapin
Remarques / Alias	BCLAF2, TRAP150, THRAP3
Espèce	Humain
Identifiant génique (humain)	9967
Identifiant génique	9967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-500 de la protéine THRAP3 humaine (NP_005110.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2W1
Poids de la protéine	109 kDa
Expédition	Sac de glace