

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Thromboxane Synthase Pour Wb Et Elisa - P24557

Numéro d'article: CM0008345

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre la thromboxane synthase humaine (TXAS/CYP5A1) validé pour le WB et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la signalisation du thromboxane et la fonction plaquettaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb lapin anti-thromboxane synthase                                                                                                             |
| Remarques / Alias    | TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Thromboxane synthase                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)      | 6916                                                                                                                                            |
| GeneID               | 6916                                                                                                                                            |
| Immunogène           | Peptide synthétique / Un peptide synthétique correspondant à une séquence des acides aminés 1 à 100 de la thromboxane synthase humaine (P24557) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                                  |
| SWISS                | P24557                                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 61kDa                                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                    |