

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thromboxane Synthase Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24557

Numéro d'article: CM0023216

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Thromboxane synthase (P24557) validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Convient pour l'étude de la synthèse de la thromboxane A2, de l'agrégation plaquettaire et de la vasoconstriction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Thromboxane synthase
Remarques/Alias	TS ; TXS ; CYP5 ; THAS ; TXAS ; CYP5A1 ; GHOSAL ; BDPLT14 ; Thromboxane synthase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6916
GeneID	6916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 355-534 de la thromboxane synthase humaine (NP_001052.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24557
Poids moléculaire protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace