

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thrsp Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92748

Numéro d'article: CM0029423

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin THRSP pour WB, IF/ICC, ELISA détecte la protéine hépatique inductible par les hormones thyroïdiennes. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Outil essentiel pour la recherche sur la lipogenèse et la transcription. Q92748.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THRSP Lapin pAb
Remarques/Alias	S14 ; Lpgp ; THRP ; LPGP1 ; SPOT14 ; THRSP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7069
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de THRSP humain (NP_003242.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92748
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace