


Anticorps Polyclonal Anti-Thymidine Kinase 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04183

Numéro d'article: CM0026729



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Thymidine Kinase 1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité humaine, murine et de rat. La thymidine kinase 1 est une enzyme régulée par le cycle cellulaire essentielle au métabolisme des nucléotides et à l'activation des promédicaments. Convient pour la recherche sur le cancer et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Thymidine Kinase 1
Remarques/Alias	TK2 ; Thymidine Kinase 1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7083
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-194 de la Thymidine Kinase 1 humaine (NP_003249.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04183
Poids moléculaire protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace